

Université d'Alger Benyoucef Benkhedda
Faculté de médecine

Réactions de précipitation

Module d'immunologie
3ème année Médecine

Dr S.TAGUEMOUNT
si.taguemount@gmail.com

Dr H.IGUERGUESDAOUNE
hamzaiguer@hotmail.fr

02-05/10/2022

PLAN:

I. Introduction:

II. Généralités sur la réaction antigène-Anticorps:

1. Bases moléculaires de la réaction Antigène-Anticorps
2. Caractéristiques de la réaction Antigène-Anticorps

III. Réactions d'immuno-précipitation:

1. Définition
2. Courbe de précipitation
3. Les techniques d'immuno-précipitation
 - 3.1. Méthodes en milieu liquide
 - 3.2. Méthodes en milieu gélifié

I. Introduction:


On regroupe sous le terme de **méthodes immunochimiques** toutes les méthodes basées sur la mise en évidence du complexe qui se forme lors de la réaction Ag avec son Ac spécifique.

Ces techniques sont utilisées pour détecter (**analyse qualitative**) et quantifier (**analyse quantitative**) , soit les antigènes, soit les anticorps.

Leurs applications sont nombreuses et ont été étendues à nombreuses autres disciplines.

II. Généralités sur la réaction antigène-Anticorps:

1. Bases moléculaires de la réaction Antigène-Anticorps




- complémentarité stérique
- interactions non covalentes
- réversibles

Les épitopes et paratopes engagent des **interactions non covalentes, et réversibles**, de type liaisons de van der Waals, liaisons hydrophobes, liaisons électrostatiques et liaisons hydrogène.

II. Généralités sur la réaction antigène-Anticorps:

1. Bases moléculaires de la réaction Antigène-Anticorps



Ces interactions dépendent de:

- PH
- Concentration saline
- Température


II. Généralités sur la réaction antigène-Anticorps:

1. Bases moléculaires de la réaction Antigène-Anticorps



Ag

- ▶ Immunogénicité
- ▶ Antigénicité



Ac

- ▶ molécule protéique
- ▶ spécifique de l'Ag

II. Généralités sur la réaction antigène-Anticorps:

Les antigènes:

1- Antigène univalent et uni-déterminé:

possède un seul épitope à la surface qui est capable de se lier à un anticorps.

Les haptènes sont univalent et uni-déterminé.

2- Antigène multivalent et uni-déterminé :


possède au moins deux épitopes du même type sur une molécule d'antigène.

3- Antigène univalent et multi-déterminé :

présente plusieurs épitopes de différents types, mais seulement un de chaque type sur une molécule d'antigène.


4- Antigène multivalent et multi-déterminé :

présente plusieurs épitopes de différents types et plus d'un épitope de chaque type par molécule d'antigène



II. Généralités sur la réaction antigène-Anticorps:


Les anticorps:





II. Généralités sur la réaction antigène-Anticorps:

2. Caractéristiques de la réaction Antigène-Anticorps:

Si l'antigène est *moléculaire ou soluble*; les complexes Ag/Ac forment un précipité.



Si l'antigène est *particulaire ou cellulaire* (bactéries, hématies, billes de latex ...); les complexes immuns forment un agglutinat.



III. TECHNIQUES D'IMMUNOPRÉCIPITATION

III. Techniques d'immuno-précipitation:

1. Définition:

Le phénomène de **précipitation** se produit lorsqu'on met en contact un **antigène soluble** avec l'anticorps correspondant.

Cette réaction se fait soit en **milieu liquide** soit en **milieu gélifié**

III. Techniques d'immuno-précipitation:

Réactions **d'immuno- précipitation** se déroulent en trois étapes :

1. Liaison de l'Ac au déterminants antigéniques
2. Formation d'un réseau par réarrangement des sites de liaison
3. Agrégation des réseaux et formation de précipité visible à l'oeil nu.

Caractéristiques de l'immuno-précipitation:

Ag: **soluble**

Ac: **Ac polyclonaux**

réseaux tridimensionnel (zone d'équivalence)


lecture : - œil nu

- turbidimétrie, néphélémétrie

III. Techniques d'immuno-précipitation:

2. Courbe de précipitation :

méthode de Heidelberg et Kendall
(1929)



La **zone d'équivalence** est le point où la courbe atteint son maximum.
Il correspond à la formation d'un réseau Ag-Ac

III. Techniques d'immuno- précipitation:

III. Techniques d'immuno-précipitation:

1.Précipitation en milieu

liquide:


- a. Test de l'anneau (*ring test*)
- b. Néphélémétrie
- c. Turbidimétrie

2. Précipitation en milieu gélifié

- a. Immunodiffusion double: Ouchterlony
- b. Immunodiffusion radiale :Mancini
- c. Électro-immunodiffusion de Laurell
- d. Electrosynerèse
- e. Immunoélectrophorèse
- f. Immunofixation
- g. Immunsélection

1. En milieu liquide:

1. Test de l'anneau (ring test):



Applications: - suivre l'évolution d'animaux producteurs d'immun-sérums en cours d'immunisation. - Les fraudes alimentaires.

1. En milieu liquide:

2. Technique de néphélémétrie et de turbidimétrie:


- Un rayon laser traverse le tube contenant d'éventuels précipités Ac/Ag.
- La diffraction de la lumière par les précipités Ac/Ag (nephelos = nuage) est mesurée à la sortie.
- Plus il y a de précipité, plus il y aura de signal sur le photomultiplicateur (appareil qui mesure la diffraction).
- Mesure rapide et automatisée et permet un dosage quantitatif.



1. En milieu liquide:


Turbidimétrie : la mesure de lumière transmise produit un signal décroissant avec la concentration d'antigènes.

Automates++



Excès d'anticorps++

Néphélémétrie : la mesure de la dispersion de la lumière produit un signal croissant avec la concentration d'antigènes.



Excès d'anticorps++

Applications: dosages des protéines sériques (albumine, haptoglobine, Ig...), urinaires, rachidiennes...

III. TECHNIQUES D'IMMUNOPRÉCIPITATION

2.Précipitation en milieu gélifié:

2. En milieu gélifié:

- ▶ **Diffusion des réactants dans un milieu gélifié** ⇒ **gradient de concentration**
- ▶ **A la zone d'équivalence** ⇒ **Formation d'un précipité**


2. En milieu gélifié:

Nature des gels:

extraits d'algues marines: agar-agar (gélose) et ses dérivés purifiés (agarose)

Caractéristiques des gels:

1. Inertes chimiquement.
2. Visqueux à 50°C ce qui permet d'inclure l'Ag et l'Ac sans qu'ils soient dénaturés.
3. Solides à 37°C.
4. Transparents, permettant l'observation des précipités.




2. En milieu gélifié:

Gel d'agarose- préparation:




Dissoudre l'agarose
dans un tampon



- Couvrir
- Agiter
- Bouillir

refroidir



- Verser
- Eviter les
bulles d'air

2. En milieu gélifié:

1. Méthodes qualitatives:

- a. Méthode d'Ouchterlony = Immunodiffusion double
- b. Électrosynérèse
- c. Immuno-électrophorèse (IEP)
- d. Immunofixation
- e. Immunosélection

2. Méthodes quantitatives:

- a. Immunodiffusion radiale= Mancini
- b. Immunoélectroquantification= Laurell




1. Méthodes qualitatives:

- a. Méthode d'Ouchterlony = Immunodiffusion double
- b. Électrosynérèse
- c. Immuno-électrophorèse (IEP)
- d. Immunofixation
- e. Immunosélection

1. Méthodes qualitatives:

a. Technique D'OUCHTERLONY:

Diffusion spontanée
Technique qualitative




Applications : déterminer la pureté d'une solution antigénique, préciser les spécificités d'un immun-sérum...



Exemple d'application : recherche de la protéine de Bence Jones.

1. Méthodes qualitatives:



a. Technique D'OUCHTERLONY:




Identité totale
Ag1 et Ag2 présentent
une identité
immunochimique totale



Absence d'identité
Ag1 et Ag2 ne présentent
aucune identité
immunochimique



Identité partielle
Ag1 et Ag2 présentent une
identité immunochimique
Partielle



1. Méthodes qualitatives:

a. Technique D'OUCHTERLONY:

Si les solutions d'Ag ou d'Ac sont **complexes**



Plusieurs arcs de précipitation



- But:**
- Analyse **qualitative** des solution d'Ag ou d'Ac
 - Étude des relations entre différents Ag

1. Méthodes qualitatives:


b. Contre-immunoélectrophorèse ou Electrosynérèse

Diffusion accélérée
Technique qualitative

- **Principe:** technique **qualitative** d'immunoprécipitation en gel **vierge** ou la diffusion de l'Ag et de l'Ac est **accélérée** par un courant électrique (CE).
- **Support:** gel d'agarose à fort **courant d'électro-endosmose** (EEE).
- La réaction Ag-Ac conduit à la formation d'une ligne de précipitation à la zone d'équivalence.

1. Méthodes qualitatives:

b. Contre-immunoélectrophorèse ou Electrosynérèse




1. Méthodes qualitatives:

b. Contre-immunoélectrophorèse ou Electrosynérèse

Applications:

- Recherche d'auto anticorps anti- antigènes nucléaires solubles (SSA, SSB, Sm, RNP...)
- Détection de l'Ag HBs ou de l'Ac anti-HBS




1. Méthodes qualitatives:




c. Immunoélectrophorèse:

Diffusion accélérée
Technique qualitative

Electrophorèse des protéines



Electrophorèse des protéines




Tracé électrophorétique après lecture densitométrique des fractions protéiques sériques

- Albumine $58 \pm 5\%$ 32-50 g/l
- $\alpha 1$ globulines $3 \pm 1,5\%$ 1-4 g/l
- $\alpha 2$ globulines $9 \pm 3\%$ 6-10 g/l
- β globulines $14 \pm 3\%$ 6-13 g/l
- γ globulines $16 \pm 4\%$ 7-15 g/l

1. Méthodes qualitatives:

c. Immunoélectrophorèse

1^{ère} étape : séparation électrophorétique




1. Méthodes qualitatives:

c. Immunoélectrophorèse


2ème étape : Immunodiffusion et précipitation des fractions protéiques

1. Ajout d'un anti-SHN ou d'un IS monospécifique

2. Diffusion




3. Formation de ligne(s) de précipitation




1. Méthodes qualitatives:

c. Immunoélectrophorèse




Applications:

Etude semi-quantitative des concentrations
Identification et typage d'un composant monoclonal



1. Méthodes qualitatives:

c. Immunoélectrophorèse



1. Méthodes qualitatives:

d. Immunofixation:


- Principe: technique immunochimique qualitative en deux temps:
 1. séparation électrophorétique.
 2. Immunoprécipitation par des immun-sérums mono-spécifiques
- Application:

mettre en évidence la nature et de préciser le typage d'une immunoglobuline monoclonale (myélome...) décelés à l'électrophorèse des protéines sériques/urinaires.


Méthode plus sensible et plus rapide que l'immunoélectrophorèse.

1. Méthodes qualitatives:


1^{er} Temps




Electrophorèse



2^{ème} Temps



Immunofixation
(précipitation, lavages
et coloration)



Composant monoclonal de classe IgG à chaîne légère Kappa

1. Méthodes qualitatives:

e. Immunoselection:


Diffusion accélérée
Technique qualitative

- Principe:

Permet la détection de chaînes lourdes libres présentes en faible quantité dans des liquides biologiques.

Le gel est incorporé d'anti-chaînes légères Kappa et Lambda en quantité optimale, ces Ac précipiteront les Ig entières sous forme de « rockets » ou obus

Les chaînes lourdes libres vont migrer et pourront être identifiées dans un second temps par immunodiffusion en utilisant un immun sérum spécifique (anti- chaîne lourdes).



1. Méthodes qualitatives:

e. Immunoselection:

Application:

Recherche de la maladie des chaines lourdes alpha le plus souvent, rarement gamma ou mu.

2. Méthodes quantitatives:

- a. Immunodiffusion radiale= Mancini
- b. Immunoélectroquantification= Laurell

2. Méthodes quantitative:

a. Immunodiffusion radiale: technique de Mancini:

Principe: technique d'immunoprécipitation **quantitative** qui consiste en la diffusion **passive** et **radiale** de la protéine à doser au sein d'un **gel incorporé** d'Immun sérum spécifique de cette protéine et formation de **cercle** de précipitation aux zones d'équivalence.

Le diamètre du cercle est proportionnel à la concentration de la protéine.


L'utilisation d'étalons de concentrations connues permet d'établir une courbe d'étalonnage.

Application : Le dosage des protéines

Inconvénient : technique lente (18 heures pour que le précipité se forme)

Sensibilité: 50mg/l

Immunodiffusion radiale: technique de Mancini




2. Méthodes quantitative:


b. Électroimmunoquantification (LAURELL):

Gel contenant
un **Immun-sérum**
monospécifique

Décrite initialement par Laurell en 1966




Apparition d'obus, pics ou « rockets »



résultat quantitatif est obtenu en 4 heures.

Techniques d'immuno-précipitation



Techniques d'immuno-précipitation

